

SERVICE DE DIABÉTOLOGIE



Adresse

2, boulevard Kennedy
7000 Mons



Prise de rendez-vous

065 41 41 41



CHU
AMBROISE
PARÉ

CHU Ambroise Paré
Boulevard Kennedy, 2 - 7000 Mons
065 41 40 00 - www.hap.be

Facebook : CHU Ambroise Paré
cidfl



– DIABÉTOLOGIE

Diabète et imagerie médicale

CHU Ambroise Paré • www.hap.be



Porteur(se) d'un capteur de lecture de glycémie ?

Lisez attentivement les indications suivantes :

QUE POUVEZ FAIRE AVEC VOTRE CAPTEUR ?

- Prendre une douche.
- Faire des UV.
- Passer les portiques de sécurité dans les magasins, parcs, aéroports...
- Recouvrir votre capteur (avec un pansement, bandeau, brassard...) pour assurer une meilleure adhérence.
- Utiliser des produits pour optimiser l'adhérence du capteur (Ether, Cavilon, Torbot Skin Tac...).
- Le placer uniquement sur les bras (recommandation de la firme ABBOTT).

QUAND FAUT-IL RESTER VIGILANT(E) ?

- Lorsque vous êtes en contact prolongé avec de l'eau (bain, piscine) : l'immersion ne doit pas dépasser les 30 minutes. Si votre activité dépasse cette durée, faites des pauses de 20 minutes afin de laisser sécher votre capteur ou utilisez des pansements imperméables.
- Si vous prenez l'avion : consultez la fiche «**diabète et voyages**» car les capteurs ne passent pas au scanner des bagages à mains.



- Lorsque vous devez passer un examen radiologique. En fonction de ce dernier, des précautions sont à prendre ! Avant votre examen, il est donc primordial d'en discuter avec le personnel du service.
- Si vous devez subir une intervention chirurgicale, parlez-en à votre médecin. Il vous précisera si une radio est prévue lors de votre opération et ainsi vous donner les indications précises concernant votre capteur.

QUE NE POUVEZ-VOUS PAS FAIRE AVEC VOTRE CAPTEUR ?

- Faire de la plongée sous-marine car le capteur ne résiste pas à la pression.
- Certains examens radiologiques : parlez-en au personnel soignant.
- Sauna/hammam car la transpiration excessive et prolongée entraîne un décollement du capteur.
- Utiliser de la crème dans les 24h suivant la pose de votre capteur. Celle-ci limite l'adhérence du capteur et est donc à éviter.

Contacts utiles

- Consultation de diabétologie
065 41 41 86
- Firme ABBOTT (de 9h00 à 17h00 - jours ouvrables)
0800 167 72